



Geachte collega,

Vanaf woensdag 23/10/2019 zullen er voor PTH en osteocalcine andere staaltypes vereist zijn, de aanvraag in DOTS zal de correcte tubes genereren:

- **PTH:** switch van EDTA plasma naar **serumbuis** met ingebruikname van serum-specifieke referentiewaarden: 18.5–88.0 ng/L.
- **Osteocalcine:** switch van serumbuis naar **EDTA** plasma met behoud van de huidige referentiewaarden.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het laboratorium.

Met vriendelijke groeten,

Ignace Van Hecke

Khadija Guerti

Bart Peeters

Wil u ook onze andere  
nieuw sbrieven lezen, neem  
dan een kijkje op  
de **labogids**