



Beste collega's

Wij hebben het commercieel UTM virustransportmedium (1mL, Copan) gevalideerd voor het transport van stalen afgenomen op vegers voor viruskweek (bijvoorbeeld huidvegers voor herpes simplex virus kweek, conjunctivavegers voor adenovirus kweek, speeksel voor CMV kweek, keelvegers voor parainfluenzavirus kweek, ...). Bewaring en transport van het staal na afname gebeurt gekoeld (4°C).

Voor meer inlichtingen of vragen in dit verband, aarzel niet ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Herman Goossens  
Hilde Jansens  
Veerle Matheussen  
Erlangga Yusuf

Wil u ook onze andere  
nieuw sbrieven lezen, neem  
dan een kijkje op  
de **labogids**