



Geachte Collega,

Vanaf 29 mei 2018 zal Rubella IgG in het labo bepaald worden met een nieuwe generatie test. Dit zal resulteren in een verhoogde gevoeligheid van de test met een hogere performantie in een gevaccineerde populatie. De interne validatie van deze test in het labo bevestigt deze bevindingen en het aantal stalen in de grijze zone lag veel lager.

Wat verandert er met de nieuwe test:

- Door de hogere gevoeligheid meet de nieuwe kit hogere titers dan de vorige generatie, waardoor de resultaten uitgevoerd met de verschillende generaties testen niet vergeleken kunnen worden.
- De nieuwe kit refereert nog steeds naar de WHO RUBI-1-94 NIBSC 1st International Standard, maar de referentiewaarden wijzigen. Een overzicht vindt u hieronder. Deze referentiewaarden zijn ook te raadplegen in de labogids klinische biologie.

Resultaat	Interpretatie
< 7,0 IU/mL	Negatief
7,0 – 9,9 IU/mL	Grijze zone
≥ 10,0 IU/mL	Positief

Tabel: gewijzigde referentiewaarden voor Rubella IgG

Voor meer inlichtingen of vragen in dit verband, aarzel niet ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Herman Goossens
Hilde Jansens
Veerle Matheussen
Erlangga Yusuf

Wil u ook onze andere
nieuwe sbrieven lezen, neem
dan een kijkje op
de labogids