



Geachte Collega,

Vanaf 9 juli 2018 zal de auramine kleuring gebruikt worden in plaats van de Ziehl-Neelsen kleuring voor het microscopisch opsporen van *Mycobacterium tuberculosis* en non-*tuberculosis*. Deze kleuring toont een hogere gevoeligheid met een zelfde specificiteit ten opzichte van de Ziehl-Neelsen kleuring waardoor er besloten is om over te schakelen.

U kunt de nieuwe analyse in DOTS aanvragen door “Auramine-kleuring voor Mycobacteriën” aan te duiden bij het betreffende monster. De huidige rapportering blijft ongewijzigd. Deze kleuring kan enkel uitgevoerd worden op monsters die voldoende (cel)materiaal bevatten en wordt dus niet uitgevoerd op celarme vochten. Graag brengen wij in herinnering dat wissers ongeschikte monsters zijn voor het opsporen van *Mycobacterium* sp. en bijgevolg niet ingezet worden voor kleuring noch kweek.

Voor meer inlichtingen of vragen in dit verband, aarzel niet ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Herman Goossens  
Hilde Jansens  
Veerle Matheeuwssen  
Erlangga Yusuf

Wil u ook onze andere  
nieuw sbrieven lezen, neem  
dan een kijkje op  
de **labogids**