



Geachte collega,

Tot voor kort werden in ons labo bij (vermoeden van) antifosfolipidensyndroom (APS) enkel anti cardiolipine IgG antilichamen bepaald. De bepaling van deze antilichamen gebeurde d.m.v. enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Vanaf heden wordt deze ELISA vervangen door een geautomatiseerde assay op een Phadia 250 toestel van ThermoFisher. Ten gevolge van deze omschakeling zullen nieuwe referentiewaarden gehanteerd worden:

- < 10 GPL U/mL: Negatief
- 10 - 40 GPL U/mL: Zwak positief
- > 40 GPL U/mL: Positief

De automatisatie van de anti cardiolipine IgG assay biedt ons de mogelijkheid om in het kader van APS enkele bijkomende testen aan te bieden:

- Anti cardiolipine IgM
- Anti beta-2 glycoproteïne IgG
- Anti beta-2 glycoproteïne IgM

Deze testen kunnen vanaf nu aangevraagd worden (via Dots) en zullen wekelijks worden bepaald. De terugbetaling van deze analyses door het RIZIV is strikt geregeld en valt onder diagnoseregule 6. Dit betekent dat er enkel terugbetaling mogelijk is in geval van aanwezigheid van klinische criteria voor APS (vasculaire trombose en/of miskraam) of systemische lupus erythematoses (SLE).

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het laboratorium.

Met vriendelijke groeten,

Khadija Guerti
Bart Peeters
Laurence Roosens

☎ • 03 821 37 84

Wil u ook onze andere
nieuwe sbrieven lezen, neem
dan een kijkje op
de **labogids**