



Beste collega's

Vanaf woensdag 11 oktober schakelen we over van een manueel microscopische urinesediment analyse naar een geautomatiseerde telling van leukocyten, erythrocyten en plaatepitheelcellen. De semikwantitatieve manier van rapporteren blijft ongewijzigd (0-4/veld, 5-10/veld, 11-20/veld, 21-50/veld, 51-100/veld of > 100/veld) . De analyse zal echter niet meer worden uitgevoerd in het labo bacteriologie maar in het kernlabo. De uren waarin deze analyses worden uitgevoerd wijzigen ook niet, namelijk op weekdays van 8u30 tot 21u30 en in het weekend en op feestdagen van 8u30 tot 15u30. Urinestalen afkomstig van de dienst spoedgevallen worden 24 op 24 uur geanalyseerd.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze automatisatie, is het belangrijk dat urinestalen worden afgenomen in de gele potjes met afnamedop en dat de urine vervolgens overgebracht wordt in de bijhorende afnametube via het vacuüm systeem. Deze tubes kunnen namelijk rechtstreeks aan het toestel worden aangeboden.

Voor meer inlichtingen of vragen in dit verband, aarzel niet ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Herman Goossens
Hilde Jansens
Veerle Matheussen
Erlangga Yusuf

Wil u ook onze andere
nieuwsbrieven lezen, neem
dan een kijkje op
de **labogids**